

## TIERMEDIZINISCHER ATEMMONITOR

Einfach - Zuverlässig - Kostengünstig



### Prinzip

Bei Narkosepatienten sind stets Atemdepressionen feststellbar. Der **apAlert** ermittelt diese Depressionen und gibt somit Auskunft über die Narkosetiefe.

Eine unzureichende und unregelmäßige Patientenüberwachung führt häufig zu Komplikationen bei den betroffenen Patienten.

Der Monitor **apAlert** dient der einfachen und konstanten Überwachung des Patienten und erlaubt einen besseren Überblick über den allgemeinen Narkoseverlauf.

Der **apAlert** meldet eine schwache oder langsame Atmung des Patienten, welche Hinweis für potentielle Komplikationen sein kann.

Verstopfte oder beschädigte Intubationsschläuche so wie auch eine Hypothermie des Patienten können dank dieses kleinen und fast unentbehrlichen Monitors erkannt werden.

### Eigenschaften

- Wiedergabe der Atmung durch ein akustisches und ein visuelles Signal
- Digitale Anzeige der Abstände zwischen den Atmungen
- Einstellung des Alarms von 10-60 Sek.
- Einfache Zurückstellung
- Für Klein- und Pferde geeignet
- Lautstärke regulierbar
- Akku- oder Netzbetrieb möglich
- Alarm bei schwachem Akku
- Optischer Sensor zum Ausschalten des Alarms ohne das Gerät berühren zu müssen!
- Einstellbare Geräteempfindlichkeit!

