

Equine Exercise Endoscope™

Dynamische Laryngoskopie des Pferdes unter Belastung



Das **Tele-View TV-500** erlaubt die Untersuchung der oberen Atemwege bei Pferden unter Belastung. Somit können Beeinträchtigungen bei der Atmung festgestellt und analysiert werden.

Das System ist extrem leicht und wird mit einem speziellen Halfter geliefert. Es kann schnell und einfach angelegt werden.

Der Schlauch des Endoskops wird in die Nasenhöhle des Pferdes eingeführt, so dass die Kamera sich oberhalb des Kehlkopfes befindet. Diese Position erlaubt einen guten Einblick auf Kehlkopf und Kehlkopf während der Belastung des Tieres.

Die Aufnahmen werden automatisch auf eine SD-Card gespeichert und können anschließend auf einen PC übertragen werden.



Transportoffer



Spülsystem

SPEZIFIKATIONEN:

Gewicht Halfter:	1,8 kg
Schlauchumfang:	9/16"
Schlauchlänge:	106 cm (oder optional)
Lichtquelle:	LEDs, weiss
Batterie:	NiMH 6V wiederaufladbar
Stromversorgung:	AC 110v oder 220v
Bildschirm:	3.5" High Resolution TFT
SD Card:	2 GB
Anschlüsse:	Mini-US, Video Out, 5 Volt AC In, SD Card
Funktionen:	Real-Time Imaging, Aufnahme, Snapshot
Video.Format:	NTSC/PAL

LIEFERUMFANG:

- spezielles Halfter
- Endoskopie-Schlauch
- 2 Netzadapter
- Batterie
- Spülsystem
- Video-Recorder mit SD Card
- Netbook Computer (optional)
- USB- und Videokabel

