

Tiermedizinische Wärmematten

Beugen Sie der Hypothermie sicher und effektiv vor!

Die Wärmematten **Vet HM** sind speziell für den tiermedizinischen Gebrauch konzipiert worden.

2 Wärmestufen -> 2 Anwendungsbereiche:

✓ **Prophylaktisch:**

auf einem Operationstisch oder in einem Käfig beugt Vet HM einer Hypothermie während und nach der Narkose vor

✓ **Kurativ:**

Vet HM bringt Hypothermie-Patienten die notwendige Wärme



EIGENSCHAFTEN VON VET HM:

Weich und bequem:

Vet HM passt sich der Körperform des Tieres an und gewährleistet somit eine optimale Wärmeverteilung

Robust:

der PVC - beschichtete Polyesterbezug ist resistent und wasserdicht und lässt sich schnell und einfach reinigen

Modern:

Vet HM ist ein Hightech Produkt: die Wärmeverteilung erfolgt gleichmäßig über einen Beheizungskreislauf

Sicher:

Herstellungsverfahren und Gestaltung der Wärmematte Vet HM entsprechen den CE- Richtlinien zur Anwendung elektrischer Heizgeräte bei Menschen in feuchter Umgebung

Eine Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr des Tieres ist unter Berücksichtigung der Benutzervorschriften nicht gegeben

Die Beibehaltung der Körpertemperatur während Narkose und Reanimation ist unerlässlich.

Die Körpertemperatur aller Patienten sinkt ausnahmslos während der Anästhesie.

Umso kleiner das Tier, desto höher das Hypothermie-Risiko.

Nagetiere, Reptilien und Vögel sind besonders gefährdet.

Die Wärmematratze Vet HM dient der sanften und risikofreien Erwärmung des Patienten während des Aufwachens.



Vet HM ist in zwei Größen erhältlich:

- Tischmodell: 110 x 50cm
- Käfigmodell: 60 x 50cm

